




Poliuretāna (PUR) zonde: mīksta ar vadstīgu (vadulu). Nerada izgulējumus, kalpo līdz 6 nedēļām. Zondi ievada kuņģī vai zarnās. Kuņģa vide ir nesterila! Zondi kuņģī var ievadīt mājas apstākļos. Zondi zarnās var ievadīt tikai slimnīcā, veicot endoskopiju.



ZONDES FIKSĒJOŠO PLĀKSTERU MAINU VEIC PĒC NEPIECIEŠAMĪBAS.

Nazogastrālo zondi (ievadīta caur degunu) nostiprina divās vietās: fiksējot pie deguna un pie vaiga vai zem deguna. Zondi nostiprina tā, lai plāksteri neaizskartu augšlūpu un nenosprostotu pacienta deguna ejas.



Orogastrālo zondi (ievadīta caur muti) nostiprina: zem apakšlūpas un pie vaiga.

- ✓ Ja pacientam ir ievadīta zonde, vadstīgu ievietot zondē ir aizliegts!
- ✓ Daži medikamenti arī var izmainīt zondes krāsu. Piemēram, dzelzs preparāti.
- ✓ Ja novēro nelielu brūci vai asiņošanu no deguna, jāveic deguna kopšana. Ja nepieciešams, jautājiet padomu māsai!
- ✓ Mainot nazogastrālo zondi, jaunā zonde ir jāievieto nāsī, kura pirms tam bijusi brīva, ja tas ir iespējams. Piemēram, ja zonde bijusi ievadīta kreisajā nāsī, tad pēc 6 nedēļām zondi ievada caur labo deguna eju.
- ✓ Pirms barošanas uzsākšanas jāpārbauda zondes ievietošanas dziļums (cipars pie deguna ejas).
- ✓ Ja bērnam ir vemšana, tad jāatver zondes gals, lai sekmētu kuņģa satura izvadīšanu.
- ✓ Lai pabarotu bērnu caur zondi, jālieto enterālās barošanas šļirce ar ENFit savienojumu vai speciāla barošanas sistēma.
- ✓ Vienmēr pēc medikamentu un ēdiena ievadīšanas caur zondi, zonde ir JĀIZSKALO!
Zondi nr. 6 (zaļš gals) skalo ar vismaz 5 ml ūdens; zondi nr.8 (zils gals), zondi nr.10 (melns gals), zondi nr. 12 (balts gals) vismaz ar 10 ml ūdens.
- ✓ Enterālo barošanu caur nazo/orogastrālo zondi rekomendē izmantot ne ilgāk kā 6 mēnešus (no tā brīža, kad zonde ielikta pirmo reizi), ja enterālā barošana nepieciešama ilgstoši, tad jāplāno gastrostomas izveide.

